

HOBAGEL[®] PLUS

GEL COADIUVANTE

nei processi di riepitelizzazione e riparazione delle mucose orali per soggetti in età di crescita

Junior



7 ml e

ITA

DESCRIZIONE

HOBAGEL PLUS JUNIOR è un gel biocompatibile da utilizzare come supporto nei processi di ripristino fisiologico delle mucose orali e dei tessuti gengivali di bambini e adolescenti.

INDICAZIONI

HOBAGEL PLUS JUNIOR svolge la sua attività mediante azione protettiva fisico meccanica e terapeutica applicabile ai casi di:

- PARODONTOLOGIA INFANTILE E GIOVANILE (gengiviti dell'infanzia e dell'adolescenza, terapia causale e rigenerativa delle parodontiti giovanili)
- CHIRURGIA ORALE (protezione dei tessuti trattati chirurgicamente, prevenzione delle complicanze post-estrattive, chirurgia ortodontica, frenulectomie)
- STOMATOLOGIA INFANTILE E GIOVANILE (lesioni ulcerative e/o bollose delle mucose orali, aftosi di diversa tipologia, candidosi orali infantile, stomatite herpetica primaria ed herpes labialis)
- TRAUMATOLOGIA (traumi accidentali a cute e mucose orali, irritazioni in corso di trattamenti ortodontici, lesioni da abitudini viziate infantili, granuloma piogenico)
- PREVENZIONE ODONTOIATRICA (inibizione alla formazione di biofilm orali, mantenimento dopo guarigione di lesioni parodontali infantili)

COMPOSIZIONE

Calcium/Sodium Pvm/Ma Copolymer, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Cetylpyridinium Chloride, Ammonium Glycyrrhizate, Allantoin, Panthenol, Glycyrrhetic Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Bisabolol, Hexetidine, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Commiphora Myrrha Oil, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil, Aroma, Tocopheryl Acetate.

MODO D'USO

- Stendere una dose di prodotto sul dito pulito ed applicare direttamente sulla parte da trattare distribuendo uniformemente
- Non massaggiare
- Il trattamento deve essere ripetuto 2-3 volte al giorno fino a risoluzione
- Evitare di assumere cibi durante i primi 30 minuti di trattamento

INCOMPATIBILITÀ E CONTROINDICAZIONI

- Non sono noti fenomeni di incompatibilità
- Controindicato in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti

AVVERTENZE

- Utilizzare il prodotto solo se la confezione è integra
- Non utilizzare oltre la data di scadenza
- Richiudere il contenitore subito dopo utilizzo
- Mantenere a temperatura ambiente
- Conservare al riparo dall'umidità
- Evitare il contatto con gli occhi
- Solo per uso esterno

IMPORTANTE: HOBAGEL PLUS JUNIOR, pur se indicato in bambini e adolescenti, deve essere applicato solo da soggetti in grado di comprendere ed attuare le modalità d'uso. In caso di infanti o bambini il prodotto va applicato da genitori, tutori o altre figure adulte che si occupano di tali soggetti. La applicazione richiede piccole prese di prodotto sulle aree da trattare. In tali condizioni il prodotto è innocuo se ingerito. Al di fuori della applicazione, tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONFEZIONE

Tubetto da 7 ml

Hobama S.r.l. - Piazza della Repubblica 26 - 20124 MILANO



HOBAGEL[®] PLUS

ANCILLARY GEL
for re-epithelialization processes and healing of the oral mucosa in subjects who are still developing

Junior



7 ml e

EN

DESCRIPTION

HOBAGEL PLUS JUNIOR is a biocompatible gel to be used as a support for the physiological restoration processes of oral mucous membranes and gingival tissues in children and adolescents.

INDICATIONS

HOBAGEL PLUS JUNIOR functions through its physical, mechanical and therapeutic protective action applicable to cases of:

- CHILDHOOD AND JUVENILE PERIODONTOLOGY (gingivitis in childhood and adolescence, causal and regenerative therapy of juvenile periodontitis)
- ORAL SURGERY (protection of surgically treated tissues, prevention of post-extraction complications, orthodontic surgery, frenectomy)
- INFANT AND JUVENILE STOMATOLOGY (ulcerative and / or bullous lesions of the oral mucosa, aphthosis of various types, infantile oral candidiasis (thrush), primary herpetic stomatitis and herpes labialis)
- TRAUMATOLOGY (accidental trauma to skin and oral mucous membranes, irritation during orthodontic treatments, injuries from infantile harmful habits, pyogenic granuloma)
- DENTAL PREVENTION (inhibition of the formation of oral biofilms, maintenance after healing of infantile periodontal lesions)

COMPOSITION

Calcium/Sodium Pvm/Ma Copolymer, Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum, Petrolatum, Sodium Hyaluronate, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Cetylpyridinium Chloride, Ammonium Glycyrhizate, Allantoin, Panthenol, Glycyrhretinic Acid, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Bisabolol, Hexetidine, Eucalyptus Globulus Leaf Oil, Commiphora Myrrha Oil, Leptospermum Scoparium Branch/Leaf Oil, Thymus Vulgaris Oil, Aroma, Tocopheryl Acetate.

HOW TO USE

- Spread a dose of the product on a clean finger and apply directly on the area to be treated, distributing evenly
- Do not massage
- The treatment must be repeated 2-3 times a day until resolved
- Avoid eating food for 30 minutes after treatment

INCOMPATIBILITY AND CONTRAINDICATIONS

- No incompatibility phenomena are known
- Contraindicated in case of ascertained hypersensitivity to one or more components

WARNINGS

- Only use the product if the packaging is intact
- Do not use after the expiration date
- Close the container immediately after use
- Keep at room temperature
- Store away from moisture
- Avoid contact with eyes
- For external use only

IMPORTANT: *HOBAGEL PLUS JUNIOR, even if indicated for children and adolescents, it must only be applied by individuals who are able to understand and implement the methods of use. In the case of infants or children, the product must be applied by parents, guardians or other adult figures who take care of these matters. The application requires small strokes of the product on the areas to be treated. In such conditions the product is harmless if ingested. When not being used, keep out of reach of children.*

PACKAGING

Tube 7 ml

Hobama S.r.l. - Piazza della Repubblica 26 - 20124 MILANO

